

MY OFUNC TIONAL ORTHODONTIC RETAINER

myo Retainer®



**משפר את היציבות
האורתודונטית ומתקן נסיגה
קלה על ידי אופטימיזציה של
תפקוד שרירי הפה**

מוצר חובה בכל מרפאה העוסקת ביישור שיניים!



לשימוש לאחר טיפול אורתודנטי.


ה-Myoretainer® משפר את היציבות האורתודונטית על ידי שמירה על השיניים במיקומן האידיאלי ועידוד הרגלי שרירי פה נכונים, שהם קריטיים ליישור השיניים. בנוסף, הוא יכול לטפל בנסיגה קלה וניתן להשתמש בו לצד ריטיינרים מסורתיים מודבקים או שקופים כדי לשפר את יעילותם.



RH

זמין גם בגרסת Myoretainer® Hard -
למקרים בהם נדרש שימור מוגבר

Myoretainr®





Cross-section view



ה-Myoretainr® הוא מכשיר גמיש מוכן מראש, המיועד לשמש כריטיינר לאחר טיפול אורתודנטי. ניתן להשתמש במכשיר באופן עצמאי או בשילוב עם קיבוע מודבק. למכשיר תכונות המסייעות לא רק לשמור על השיניים במצב המיושר שלהן, אלא גם לשפר את הנשימה ולטפל בבעיות שרירי הפה, מה שמגביר עוד יותר את היציבות האורתודנטית. בנוסף, ניתן להשתמש ב-Myoretainr® בשלבים מוקדמים של נסיגה אורתודנטית.

1. תעלות לשיניים מיישרות ומייצבות את השיניים הקדמיות
2. תג הלשון מנחה את הלשון כלפי מעלה וכלפי קדימה למיקום הנכון
3. חורי הנשימה מעודדים ומבססים נשימה דרך האף
4. הבסיס הדק מקבע ושומר על הסגר ועל המנשך.
5. מעלית הלשון מרימה את הלשון למיקום הנכון
6. חריצי היישור מתאימים לקיבוע מודבק.

Myoretainr® Hard



Cross-section view



המוצר מגיע ב- 2 גרסאות ו- 2 גדלים :

70-416002	סד שקוף M
70-416057	סד שקוף L
70-416102	סד שקוף קשה M
70-416157	סד שקוף קשה L

1. חוסך זמן עבודה מול מעבדה ולקחת מידות.
2. מוכן ישירות לשימוש.
3. מיועד לשימוש כשעה אחת ביום ובמהלך הלילה בזמן השינה.
4. מטפל בשינוי הרגלים ומתקן תפקודי פה לקויים.
5. שומר על תוצאות יישור השיניים.

מוצר חובה בכל מרפאה העוסקת ביישור שיניים!

Visit us: www.myofunctional.co.il



AUSTRALIA - HEAD OFFICE
MRC Head Office & Training Facility
 44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212, Australia
 Toll free: 1800 074 032
 General enquiries: australia.hq@myoresearch.com



החברה המייצגת בישראל:

כתובת: הסדנא 12 אור- יהודה
 טלפון במשרד: 03-7353000
 נייד: 054-4243387
 מייל: Rozi@silmet.co.il